

CanalPro™ Jeni

Digitální asistenční systémy k opracování kořených kanálků

Jeni – připraven – do toho!



NOVINKA

Vyzkoušejte si to sami!
jeni.coltene.com

Autonomní "navigace" v kořenových kanálcích díky revolučnímu softwaru

- › Digitální asistenční systém k opracování kořenových kanálků kontroluje pohyb kořenových nástrojů v milisekundových intervalech
- › Pohybový profil nástroje se průběžně přizpůsobuje anatomii jednotlivých kořenových kanálků
- › Upozornění na potřebu výplachu kořenového kanálku se projevuje akustickým signálem
- › Díky integrovanému apex-lokátoru a plně izolované angulované hlavice násadce je možné kontinuální stanovení pracovní délky v reálném čase

info.ch@coltene.com | www.coltene.com


Kontakt SCHAFFEROVÁ

SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Vojtěch Novotný
Andělská 29
779 00 Olomouc | Česká republika
novotny@schafferova.cz
www.schafferova.cz

007056 | 2.21

www.hyflex.info
www.coltene.com

 **COLTENE**



ANATOMICKY ŘÍZENÁ ENDODONCIE



Inovativní způsob opracování a plnění kořenových kanálků s využitím systému Canal Pro™, kořenových nástrojů HyFlex™ CM & EDM, a tekuté guttaperčy za studena GuttaFlow® 2 & GuttaFlow bioseal, při současném zajištění suchého pracovního pole kofferdamovými blánami HYGENIC® a spony řady Fiesta Clamps.

www.hyflex.info
www.coltene.com

 **COLTENE**

Program

Poslední desetiletí se vyznačovaly neustálým rozvojem na poli klinické endodoncie s celou řadou inovací v oblasti materiálů, kořenových nástrojů a technik opracování kořenových kanálků.

Cílem je optimalizovat výsledek léčby.

OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI

- Diagnostika
- Zajištění suchého pracovního pole
- Trepanace zubu, založení endodontické kavity, lokalizace vchodu do kořenových kanálků a získání adekvátního přístupu.
- Opracování kořenových kanálků systémy HyFlex™ CM & EDM
- Výplachový protokol

OBSAH PRAKTICKÉ ČÁSTI

- Práce s systémy rotačních kořenových nástrojů HyFlex™ CM & EDM akrylových modelech kořenových kanálků a na extrahovaných zubech.

CÍL

- Praktický nácvik účinného, předvídatelného a bezpečného opracování a plnění kořenových kanálků s ohledem na jejich anatomii a morfologii.

09:00 – 12:00 Teoretická část (včetně přestávky na občerstvení)

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 16:00 Praktická část (včetně přestávky na občerstvení)

CENA KURZU

- Registrační poplatek při "Early bird" registraci: 95 EUR + DPH za osobu. Poplatek musí být uhrazen nejpozději 3 týdny před plánovaným termínem kurzu.
- "Řádný" registrační poplatek činí 115 EUR + DPH. Platí pro všechny registrace realizované v období kratším, než jsou 3 týdny od plánovaného termínu školení.
- Cena zahrnuje: 2x Coffee Break, oběd a materiál k praktické části školení.



Přednášející

MUDr. Adel El -
Lababidi, Ph.D.

1997: Promoce na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze – Obor "Stomatologie"

1997 až 2007: Odborný asistent na Stomatologické klinice a oddělení rozštěpových vad 3. LF UK a FNKV v Praze.

2000: Atestace prvního stupně ze stomatology

2000: Kolokvium České Stomatologické Komory.

2002: Osvědčení odbornosti České Stomatologické Komory – Praktické zubní lékařství

2003: Osvědčení odbornosti České Stomatologické Komory – Parodontologie

2003 až 2005: Vedoucí lékař soukromé stomatologické kliniky Medcover v Praze

2006: Osvědčení odbornosti k samostatnému výkonu povolání vydané ministerstvem zdravotnictví ČR

2006: Založení vlastní privátní praxe v Praze – Holešovicích zaměřené na estetickou stomatologii a parodontologii

Od 2006: „Key Opinion Leader Coltène/Whaledent GmbH“

2007: „Dental Progress Award for Best Clinical Study“ – ICDE, Schann, Lichtenstein.

Od 2008: Člen redakční rady odborného stomatologického časopisu „StomaTeam“ distribuovaného v České a Slovenské republice 4x ročně

2009: Získání titulu "Ph.D." na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Tématem doktorandské práce bylo "Možnosti ošetření cervikálních defektů ve stomatologii"

2010 až 2014: Šéf redaktor českého a slovenského vydání „Dental Tribune“

2014: Založení společnosti s ručením omezením „LababidiDent s.r.o.“ a transformace stomatologické praxe na právnickou osobu

Od akademického roku 2014/2015: Odborný asistent a garant oboru parodontologie na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Od 2019: Šéf redaktor českého a slovenského vydání časopisu „Prevention International“

Od 09/2021: Šéf redaktor českého a slovenského vydání časopisu „Cosmetic Dentistry“

Od 10/2021: Člen revizní komise OSK Praha 7

Autor a spoluautor 32 dvou odborných článků a více než 130 odborných sdělení v České republice i v zahraničí

Obsah sady "ENDO Workshop Kit CM/EDM"

1 × HyFlex CM sekvence pro techniku jednotné délky; délka: 25 mm,
1 × Sada nástrojů HyFlex EDM (GPF, OneFile, dokončovací nástroj 40/.04; délka: 25 mm), 1 × Stříkačka CanalPro, 5 ml, červená, 1 × Endodontický cvičný bloček (3 ks), 1 × Výplachová kanýla CanalPro, 27 G
1 × balení papírových čepů ROEKO, koničita GT .04, ISO 40
1 × balení papírových čepů ROEKO, koničita GT. 04, ISO 25
1 × ROEKO guttaperčové čepy GT .04, ISO 40 (10 ks), 1 × ROEKO guttaperčové čepy HyFlex EDM OneFile (10 ks), 1 × ROEKO Steri Quick,
1 × Nástroj ROEKO K-file, ISO 10, 1 × Stříkačka GuttaFlow 2 + 5 míchacích kanyl,
1 × Plastová pinzeta, jednorázová, 1 × Endometr

